

Aurium Euro

Den mest økonomiske PG legeringen

AURIUM EURO
FINE GRAIN

1 Troy oz.
— gm.

White Ceramic Alloy For Fusing Porcelain	For Single Units to Short & Long-Span Bridges		
Gold	40.0%	Gallium	1.4%
Palladium	39.4%	Tin	X%
Silver	10.0%	Ruthenium	X%

Made in USA

CE 0197

HIGH NOBLE
HN

**X denotes a content of less than one percent*

AURIUM
RESEARCH U.S.A.
5855 Oberlin Dr., San Diego, CA 92121-4718

SPAR OPP TIL

250%

PÅ DINE
GULLKJØP

- :: ADA High Noble klassifisering.
- :: Aurium Euro passer til de fleste kjente porselensmasser med en utvidelseskoeffisient på 14,4 og egenvekt på 12, 8 (her ligger ytterligere besparelse).
- :: Aurium Euro er ypperlig også til implantatarbeider.
- :: Lyst oksydlag gir bedre farge.
- :: Lett å bearbeide, flyter godt. Ingen sorte prikker i porselenet.
- :: Støpetemperatur: 1400 °C.
- :: Smeltetemperatur: 1120–1260 °C.



40.0 Au

39.4 Pd

10.0 Ag



AURIUMTM
RESEARCH U.S.A.

Norsk Orthoform  ETABL. 1930
Depot as

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway
Telefon +47 22 76 01 40 - Telefax +47 22 26 02 30
bestilling@norskorthoform.no - www.norskorthoform.no