

**Viktig!**

Ikke glem å ta med  
din egen modell!

# *Ta Avtrykk* *Slå opp modellen*

Ikke fyll ganepartiet på modellen med gips

Unngå tykk sokkel

Fjern alle blærer og gå rundt halsen med et instrument for å markere tannkjøttkanten

Norsk Orthoform  ETABL. 1930  
Depot as

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway - Telefon +47 2276 0140  
Telefax +47 2226 0230 - [bestilling@norskorthoform.no](mailto:bestilling@norskorthoform.no) - [www.norskorthoform.no](http://www.norskorthoform.no)



Opalescence<sup>®</sup>

tandblekningsystem