



Kjære Kunde,

Dentalbransjen er som en liten familie. Etter hvert som årene går kjenner man stort sett alle. Det er mye humor og latter, også blant konkurrenter. Således er dette en unik bransje, som gjør at alle trives og sjelden bytter beite. I tillegg er det spennende med forskning og stadig nye produkter, på godt og vondt. Tilbudet vokser og vokser, nye kommer til og blir borte, og det er de eldste som blir stående igjen, solide og gamle, men stadig innovative.

Derfor er det med glede og forventning vi går inn i vårt åttiende år i dentalbransjen. Min morfar startet lille NOD i 1930. Etter hvert kom pappa inn i firmaet og vi ble store NOD. Nå sitter jeg her og ser på det første tannskapet som stod i entreen hjemme hos min morfar. Han startet hjemmefra i en liten leilighet på Sinsen. Nå sitter vi i moderne og store lokaler med egne kursfasiliteter, så langt fra en liten leilighet på Sinsen.

Vi feirer med dunder og brak vårt jubileum med forelesning, middag og underholdning her i Oslo helgen 3.-5. september. Følg med! Mer informasjon om dette kommer.

Tiden går, og ting forandrer seg. Vi takker deg for tilliten og håper vi kan være med i 80 år til.

Jubileumshilsner fra alle oss i NOD

*Janne*  
Janne Jaffe Hesstvedt

Norsk Orthoform Depot AS



**6.0 Au**  
**78.0 Pd**


Et rimelig og godt alternativ i dagens turbulente marked.

## Aurium 78+6

Aurium 78+6 består av 78 % palladium og 6 % Au (gull). Perfekt tilpasning, termisk ekspansjon på 14.3 ved 600 °C gjør den kompatibel med alle konvensjonelle porselener. Høyere smeltepunkt for bedre termisk stabilitet.

10036 Aurium 78+6  
25 g

Kr 92,- per g netto pr. d.d.



**40.0 Au**  
**39.4 Pd**  
**10.0 Ag**

## Den mest økonomiske PG legeringen **Aurium Euro**

Spar opptil 25 % på dine gullkjøp

- Passer til de fleste kjente porselener.
- Utvidelseskoeffisient er 14,4 og egenvekt er på 12,8.
- Ypperlig til implantater
- Lyst oksydlag gir bedre farge
- Lett å bearbeide, flyter godt, ingen sorte prikker i porselenet.
- Støpetemp.: 1400 °C
- Smeltetemp.: 1120-1260 °C

10034 Aurium Euro  
25 g

Kr 159,- per g netto pr. d.d.

### Spar Penger med Raffinering hos Aurium!

Våre kjemikere analyserer ditt "scrap" i en ICP-maskin – det mest sofistikerte utstyr på markedet. 3 prøver tas for presis vurdering. Her er det ingen gjetting. Om du ikke er fornøyd med analysen returnerer vi alt kostnadsfritt.

**Vi garanterer full tilfredshet. Ærlig og nøyaktig service. Mest mulig for pengene!**

## Noritake CZR Cerabien

CZR er et porselen spesielt utviklet til fremstilling av keramiske kroner og broer i kombinasjon med Zirkonia kjernemateriale. Single kroner fremstilt i CZR med Zirkonia kjerne kan brukes posteriori så vel som anteriori grunnnet porselenets ekstremt høye strekkfasthet og styrke. Kombinasjonen CZR og Zirkonia gir deg forbedret estetikk og passform samt maksimal styrke som til sammen gir deg en optimal tannerstatning.

- 17207 Noritake CZR kit** **kr 8.236,-**
- Shade base og body, 10 g 18 farger av hver
  - Enamel, 10 g 3 farger
  - Translucent og Cervical, 10 g 4 farger av hver
  - Modifier, 10 g 14 farger
  - Add On, 10 g 2 farger
  - fargekombinasjonstabell og teknisk instruksjon



En historisk suksess

## Programat P500

For deg som setter pris på de spesielle tingene i livet!

Den nye, innovative og "state-of-the-art" Programat ovn er den siste i en lang rekke ovner produsert gjennom mer enn 30 år. Flere enn 1500 operative Programatovner i Norge.

- Stort, tiltbart display med touch-funksjon.
- USB tilkobling (printere, PCer, USB Memory Stick)
- Hjørnesteinen på denne nye generasjonen ovner er QTK muffelteknologi, som gir en enda mer presis brenning og homogen distribusjon av varme i brennkammeret.


- 22035 Programat P500** **kr 47.980,-**  
inkl. pumpe

e.max systemet er alt du trenger!

## e.max Ceram Basic Kit A+D

e.max kan brukes til alt fra tynne laminater opp til 10-ledds broer. Et fullkeramisk system med både press- og CAD/CAM-teknikk som dekker nær sagt alle kasus.

- 15713 e.max** **kr 7.585,-**



## Ivoclar Vivadent + Nobel Biocare

Ivoclar Vivadent har idag kunngjort et samarbeid med Nobel Biocare som gir tannleger og tannteknikere mulighet til å utnytte begge de markedsledende selskaperens kompetanse innen områdene estetisk restaurering og protetisk system. Ivoclar Vivadent og Nobel Biocare har undertegnet en global avtale, som går ut på å sammen tilby og markedsføre keramiske materialer i høy kvalitet samt akrylmateriale.

Nobel Biocare kan nå utvide sitt sortiment av protetiske materialer med nye produkter, løsninger og materialer.  
**Mens dette skrives er også Noritake i ferd med å inngå tilsvarende samarbeid med Nobel Biocare.**

Tilbudene gjelder t.o.m. 1.3.2010

Norsk Orthoform  ESTABL. 1930  
Depot as

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway - Telefon +47 2276 0140  
Telefax +47 2226 0230 - bestilling@norskorthoform.no - www.norskorthoform.no

DE 10 FØRSTE SOM BESTILLER  
FRA AKTUELT NR. 1 2010 ER  
MED I TREKNINGEN AV EN  
TRUESHADE. VERDI KR 8.850,-