


# Appliseringsspisser



Scan QR-koden og last ned kapitlet til din mobil/nettbrett

## Metal Dento-Infusor® Tips



### Produktbeskrivelse

19 gauge metallspiss med myk børste konstruert for å gi kontinuerlig applisering og infusjon av koagulerende hemostasevæsker (Astringedent og Viscostat) imot og inn i blødende vev. Dette gir rask og komplett hemostase.

For mer informasjon, se kap. 2.

**18055 Dento-Infusor Tips**  
100 stk.

## Blue Mini Dento-Infusor® Tips



### Produktbeskrivelse

Plastspisser, et alternativ til Dento-Infusor metall.

**18073 Blue Mini Dento-Infusor Tips**  
20 stk.

## Black Micro® Tips



### Produktbeskrivelse

22 gauge metallkanyler med svart plastansats til Ultra-Blend plus, EtchArrest, UltraSeal XT plus, Opalescence Xtra Boost og OpalDam.

**14624 Black Micro Tips**  
100 stk.

## Blue Micro® Tips



### Produktbeskrivelse

Til applisering etsematerialer som Ultra-Etch og Uni-Etch.

**15479 Blue Micro Tips**  
125 stk.

## Inspirall® Brush Tips



### Produktbeskrivelse

Lystett plast og justerbar børstelengde. Gir flyteevne til viskøse materialer. Brukes til Ultra-Etch, UltraSeal XT plus, PQ1, Porcelain-Etch, HiSite, PrepQuick og Opalescence Xtra.

**16643 Inspirall Brush Tips**  
100 stk.

## Black Mini® Brush Tips



### Produktbeskrivelse

Justerbar lengde av fibre. Brukes til lavviskøse materialer som PermaSeal, Primadry, Silane, Seek, Dentin Sealant og Consepsis.

**14626 Black Mini Brush Tips**  
100 stk.

## Black Mini® Tips



### Produktbeskrivelse

Svarte appliseringsspisser til dispensering av større mengder materiale som Ultra-Blend Plus og LC Block Out resin.

**14625 Black Mini Tips**  
100 stk.

## White Mac Tips



### Produktbeskrivelse

Plastspisser med stor diameter til applisering av OraSeal og Consepsis Scrub.

**14622 White Mac Tips**  
20 stk.

## NaviTip®



29 ga 29 ga 29 ga 29 ga  
27 mm 25 mm 21 mm 17 mm


### Produktbeskrivelse

Sterke og stive kanyler, runde i enden, fargekodet i henhold til filene og utstyrt med stoppere. Unike til applisering av File-Eze, ChlorCid, EDTA, UltraCal, Consepsis og EndoREZ Sealer.

For mer informasjon se kap. 9.

- 14483 NaviTip 29 ga**  
50 stk. 17 mm
- 14448 NaviTip 29 ga**  
50 stk. 21 mm
- 14485 NaviTip 29 ga**  
50 stk. 25 mm
- 14493 NaviTip 29 ga**  
50 stk. 27 mm

## NaviTip FX



### Produktbeskrivelse

Unike 30 gauge spisser i 17 og 25 mm lengde som brukes sammen med Citric Acid til både å skylle og børste i kanalen for å fjerne rester av kalsiumhydroksyd.

- 16431 NaviTip FX 30 ga**  
20 stk. 17 mm
- 16432 NaviTip FX 30 ga**  
20 stk. 25 mm

## Capillary™ Tips



23 ga. 21 ga.

### Produktbeskrivelse

Bøybare polypropylen-spisser. Brukes med Luer vacuum adapter i endokanaler for å fjerne væske og til applisering av UltraCal.

- 15792 Capillary Tips, lilla**  
50 stk.
- 15793 Capillary Tips, grønn**  
20 stk.

## Endo-Eze® Tips



18 ga 19 ga 20 ga 22 ga

### Produktbeskrivelse

Endo-Eze Tips kanylene er alle myke og bøybare. Utformingen gjør det enkelt å komme til i rotkanalen for rengjøring, tørking med mer.

- 14467 Endo-Eze Tips**  
20 stk. 18 gauge (1,25 mm)
- 14494 Endo-Eze Tips**  
20 stk. 19 gauge (1,06 mm)
- 14495 Endo-Eze Tips**  
20 stk. 20 gauge (0,90 mm)
- 14496 Endo-Eze Tips**  
20 stk. 22 gauge (0,70 mm)

## Endo-Eze® Irrigator Tips



### Produktbeskrivelse

Endo-Eze Irrigator Tips er en tynn fleksibel 27 gauge (0,40 mm) kanyle med en unik åpning som motvirker at spissen tetter seg, og eliminerer risikoen for at NaOCl presses ut gjennom apex.

For mer informasjon se kap. 9.

- 14469 Endo-Eze Irrigator Tips**  
20 stk.

## Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips



### Produktbeskrivelse

Blandespisser til Duo-Syringe-materialer som Duo-Link, C&B Cement og Bisfil 2B. Eliminerer luftblærer.

**16608 Dual Syringe Mixing and Intraoral Tips**  
30 stk.

## Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips



### Produktbeskrivelse

Til applisering av komposittmaterialer som Duo-Link, C&B Cement og Bisfil 2B. Ypperlig til kanaler.

**15655 Dual Syringe Mixing and Root Canal Tips**  
30 stk.

## Black Disposable Plastic Tips



### Produktbeskrivelse

Blandespisser til Bisco Porcelain Etchant

**UR2 Black Disposable Syringe Tips**  
30 stk.

## Black Disposable Syringe Tips



### Produktbeskrivelse

Til applisering av Ælitedflo.

**18708 Black Disposable Syringe Tips**  
19 Gauge. 25 stk.

## Blue Disposable Syringe Tips



### Produktbeskrivelse

Til applisering av Ælitedflo.

**18711 Blue Disposable Syringe Tips**  
22 Gauge. 50 stk.

## Light Blue Disposable Syringe Tips



### Produktbeskrivelse

Til applisering av blant annet etsematerialer og Bisco Barrier Gel.

**15479 Light Blue Disposable Syringe Tips**  
25 Gauge. 125 stk.

## Black Needle Brush-Tips



### Produktbeskrivelse

Til applisering av Fortify plus.

**10763 Black Needle Brush-Tips**  
22 Gauge. 25 stk.

## Syringe Cover



### Produktbeskrivelse

Plastbeskyttelse til alle Ultradent sine prefylte og tomme sprøyter. Syringe Cover er tynn strukturert polypropylenbeskyttelse tilpasset Ultradent sprøyter.

**17800 Impulse Sealer Syringe Cover**  
250 stk.

## Affinity Mixing Tips



### Viktig informasjon

La alltid blandespissen stå på mellom hver pasient. Dårlige blandespisser kan forårsake problemer som kontaminasjon og tette ampuller. Bruk alltid originale blandespisser fra fabrikant.

**10942 Affinity Mixing tips 4.2 yellow**

Til Affinity Light Body  
100 stk.

**10943 Affinity Mixing tips 5.4 pink**

Til Affinity Monophase  
100 stk.

**10941 Affinity Mixing tips 6.5 green**

Til Affinity Inflex, Heavy Body og Quick Bite  
100 stk.

**10939 Affinity Intra Oral tip, yellow**

Til Affinity Light Body  
100 stk.

**12780 Affinity Intra Oral tip, white**

Til Affinity Monophase, Inflex, Heavy Body og Quick Bite  
50 stk.

## Affinity Megamix Mixing Tips



### Viktig informasjon

La alltid blandespissen stå på mellom hver pasient. Dårlige blandespisser kan forårsake problemer som kontaminasjon og tette ampuller. Bruk alltid originale blandespisser fra fabrikant.

**14508 Affinity Megamix Mixing tips yellow**

50 stk.

## Centrix High Viscosity Accu-Dose



### Produktbeskrivelse

Ideell til applisering av kompositter, sementer og glassionomer i vanskelig tilgjengelige områder. Oranget farvet for å unngå for rask herding av lysherdende materialer.

For mer informasjon, se kap. 5.

**15802 Centrix High Viscosity Accu-Dose**  
100 stk.

## Centrix Low Viscosity



### Produktbeskrivelse

Til applisering av sementer, tyntflytende kompositter og glassionomer.

For mer informasjon, se kap. 5.

**15800 Centrix Low Viscosity**  
100 stk.

## Centrix Needle Tubes and plugs



### Produktbeskrivelse

Enkel applisering av lavviskøse materialer (Bisfil 2B) på vanskelig tilgjengelige områder som f.eks. i rotkanaler og dype okklusale fyllinger.

For mer informasjon, se kap. 5.

**15801 Centrix Orange needle Tubes and plugs**  
100 stk.