

# AKTUELT

Nr. 2 - 2005

Snart er sommeren her. Det er blitt lysere, vi har sol, det er blitt grønt og alle ser frem til late feriedager. IDS i Köln er et sikkert vårtegn og den største messen for oss i dentalbransjen her i Europa. Vi var der og noen av nyhetene viser vi deg i denne utgaven av Aktuelt. Vedlagt finner du også Begos nye katalog og deres voksprogram.

Vi feirer 75 år i bransjen og i den forbindelse kan vi glede deg med mange gode tilbud. Bestiller du fra denne utgaven av Aktuelt kan du få med både NOD radiomann, NOD nøkkelring og NOD sekk alt ettersom hva du bestiller.

Med vårlig hilsen  
Janne Jaffe Hesstvedt



## Bellavest SH

En fosfatbundet investment og den mest solgte investmenten for krone – og bro teknikk i Europa. Kan brukes universalt, dvs. både konvensjonelt og til sjokk-heat metoden. Arbeidstid, kun 5 minutter. Bellavest SH herder med god kantstyrke og er lett å banke ut. Ekstrem glatt overflate både med PG metaller og krom – kobolt materialer som for eksempel Wirobond C.

**Jubileumstilbud!**  
Vi feirer 75 år og du betaler  
75 % av prisen og får 1 gratis  
ved kjøp av 4.

11029	Bellavest SH, 160 gr 4,8 kg Kjøp 4. Få 1 gratis.	kr	758,-
11027	Bellavest SH, 60 gr 4,5 kg Kjøp 4. Få 1 gratis.	kr	989,-

## En ny generasjon vakuummikser Motova 300

Helautomatisk med forprogrammering eller individuell bruk. Meget enkel, flere størrelser på blandekoppen, kan plasseres på vegg eller på benk. Optimal for materialer som gips, investment, silikon m.m.

19061	Motova 300	kr 22.000,-
19062	Benchtop	kr 1.300,-

Få med komplett NOD sommergave.

**Nyhet fra  
IDS Köln 2005**



## Voksvarmer Ceradip

Til fremstilling av vokskapper for kroner og broer. Arbeidstemperatur 70–75 °C. Kan varieres fra 60–110 °C. Smeltetid 6 minutter. Konsistensen av voksen kan varieres i henhold til de forskjellige bruksanvisninger.

18990	Ceradip	kr 2.471,-
-------	---------	------------

Få med NOD radiomann.



## Dampspyler Triton SLA

**Jubileumstilbud!**  
Vi feirer 75 år og gir deg  
7,5 % rabatt.

Stillegående dampspyler med både våt- og tørrdamp. Automatisk trykkovervåking og etterfylling av vann.

24841 Triton SLA

kr 29.549,-


## Virtuell opplæring

Med denne interaktive multimedia CD åpner Bego helt nye muligheter for deg som tanntekniker. Med 35 videoklipp og 200 bilder beskriver disse CDene hvert enkelt arbeidsskritt, fra oppvoksing til ferdigstilt protese.

Både CDene og boken (Precision Milling and Partial Denture Constructions) vakte enorm oppsikt på IDS Köln i år og skapte kanskje presedens for andre fabrikanter!

- |      |                                    |          |
|------|------------------------------------|----------|
| UR 3 | Virtual Academica<br>Part I og II  | kr 275,- |
| UR 3 | Virtual Academica<br>C&B technique | kr 340,- |

Få med komplett NOD sommergave ved kjøp av både CDer og bok!



## Praktverk for enhver tanntekniker Precision Milling and Partial Denture Constructions

En ny fagbok for ambisiøse tannteknikere med sans for detaljer. Boken gir en utrolig god forståelse og flere konstruktive muligheter innen kombinasjonsteknikk og fresing. Praktisk og meget detaljert informasjon. 280 sider med 1000 fargebilder og illustrasjoner gjør denne boken til et praktverk for enhver tanntekniker.


15923 Precision Milling and Partial Denture Constructions kr 598,-

## Orbix Cocdyler Extender

Brukes til å forlenge artikulatoren for de som ønsker denne bredere og for pasienter med større kjever.

- |       |                           |            |
|-------|---------------------------|------------|
| 14837 | Orbix Cocdyler Extender   | kr 110,-   |
|       | 200 stk.                  |            |
| 14831 | Orbix introduksjonssett   | kr 1.150,- |
| 14832 | Orbix artikulator, refill | kr 836,-   |
|       | 100 stk.                  |            |
| 14835 | Orbix adapter             | kr 122,-   |

Få med NOD radiomann ved kjøp av to Orbix artikler!



**Nyhet fra  
IDS Köln 2005**



15 års klinisk dokumentasjon.

# Opalescence

10 % Karbamidperoksid



Nattbleking er den mest konservative behandling du kan tilby dine pasienter og regnes fortsatt som den mest effektive og skånsomme blekebehandling. Forskning viser at denne typen behandling er mest forutsigbar og at resultatet etter en blekebehandling med 10 % karbamidperoksid varer lenger.

11833 Opalescence 10% kit  
12 x 1,2 ml

kr 928,-

**Jubileumstilbud!**  
Få med 5 Opalescence  
22 ml tannkrem

SR-Antaris/Postaris – en perfekt kombinasjon



Livlige og levende fronttenner...

## SR Antaris DCL

Med disse tennene kombineres estetikk, funksjon og et levende utseende på beste mulige måte. I dette sortimentet finner du en tann til enhver indikasjon. Antaris tennene fremstår så levende i munnen at de er vanskelig å skille ut fra resttannsettet. Med sin livaktige struktur, naturtro lag – på lag oppbygging og harmoniske tannhalsovergang gir dette deg uante muligheter ved fremstilling av proteser.

15571 SR-Antaris 1x6

kr 224,-

Få med komplett NOD sommergave ved kjøp av minimum 10 sett.

Kopiert rett fra naturen...

## SR Postaris DCL

Med sin anatomiske og fysiologiske design er SR-Postaris ypperlig til både partielle – såvel som til helproteser. Livlig morfologi, spesielt farget dentin, funksjonell omkrets, integrert bevegelsesmønster med mer gjør SR-Postaris til uovertrufne imitasjoner av naturen med sitt vitale og estetiske utseende samt individualitet.

Det er en årsak til at dette er en av de mest brukte protese tenner i Europa!

12361 SR-Postaris 1x8

kr 162,-

Få med komplett NOD sommergave ved kjøp av minimum 10 sett.



**Norsk Orthoform Depot as**

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway - Telefon +47 2276 0140  
Telefax +47 2226 0230 - bestilling@norskorthoform.no - www.norskorthoform.no